

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE ESPÉCULOS

SALUD DE LA MUJER



79900
(Exhibido con
espéculo vaginal)



78810



Transformador con
cable de 5 pies

78800
(Exhibido con
transformador con cable
de 5 pies, 73410)

Bombillo
halógeno

78820



Sistema de Iluminación Inalámbrico KleenSpec®

Diseñado con nuevas y exclusivas funciones mejoradas, incluyendo una iluminación brillante y blanca con nuestras nuevas fuentes de luz LED. Cobertor protector de uso único para Sistemas de Iluminación Inalámbricos KleenSpec®.

- La fuente de luz LED avanzada permite una mejor visualización del área de examen al brindar una iluminación más brillante y blanca
- Sin cables que puedan interferir durante los procedimientos
- Ilumina automáticamente tras la inserción del iluminador y una vez extraído, la luz se apaga
- Utilice su Sistema de Iluminación Inalámbrico como una fuente de luz para fines generales, así como con el espéculo vaginal descartable KleenSpec®

79910 Iluminador inalámbrico KleenSpec®, completo con estación de carga

79912 Iluminador inalámbrico KleenSpec®, completo con estación de carga, 220V - EU

79916 Iluminador inalámbrico KleenSpec®, completo con estación de carga, 220V - AU

79900 Iluminador LED sin cables KleenSpec®, solo iluminador

73910 Estación de carga para iluminador inalámbrico

73912 Estación de carga para iluminador inalámbrico, 220V - EU

73916 Estación de carga para iluminador inalámbrico, 220V - AU

Sistema de Iluminación Inalámbrico KleenSpec® - Accesorios

59010 Cobertor descartable para el sistema de iluminación inalámbrico

Sistema de Iluminación KleenSpec® con Cable

Diseñado con nuevas y exclusivas funciones mejoradas.

- La fuente de luz única integrada proporciona iluminación mejorada para un diagnóstico preciso
- Interruptor integrado de encendido y apagado cerca del área de trabajo para un manejo más cómodo
- El nuevo diseño ergonómico permite una limpieza fácil
- Cable rediseñado y más resistente para sus múltiples necesidades
- Nuevo diseño de bombillo con una vida útil mejorada

78810 Sistema de iluminación KleenSpec® con cable. Mango de luz con interruptor integrado de encendido y apagado, y transformador

78812 Sistema de iluminación KleenSpec® con cable. Mango de luz con interruptor integrado de encendido y apagado, y transformador, 220V - EU

78816 Sistema de iluminación KleenSpec® con cable. Mango de luz con interruptor integrado de encendido y apagado, y transformador, 220V - AU

78800 Mango de luz con Interruptor de encendido y apagado solamente

Sistema de Iluminación KleenSpec® con Cable - Accesorios

73410 Transformador con cable de 5 pies

08800-U Bombillo halógeno de repuesto de 4,6V para el sistema de iluminación 78810

78820 Sistema de almacenaje de iluminación KleenSpec® con cable